

Отсоединяемые спирали Axium обеспечивают возможность оптимальной доставки, удобное раскрытие и надежное отделение. Прогрессивный диаметр спиралей облегчает процесс их подбора.

Axium 3D

КОД	ДИАМЕТР (ММ)	ДЛИНА (СМ)	О.Д. (ДЮЙМЫ)	О.Д. (ММ)	ОБЪЕМ (ММ)
QC-2-2-3D	2	2	0.0115	0.2921	1.34
QC-2-4-3D	2	4	0.0115	0.2921	2.68
QC-2-6-3D	2	6	0.0115	0.2921	4.02
QC-2.5-2-3D	2.5	2	0.0115	0.2921	1.34
QC-2.5-4-3D	2.5	4	0.0115	0.2921	2.68
QC-2.5-6-3D	2.5	6	0.0115	0.2921	4.02
QC-2.5-8-3D	2.5	8	0.0115	0.2921	5.36
QC-3-4-3D	3	4	0.0115	0.2921	2.68
QC-3.5-6-3D	3.5	6	0.0115	0.2921	4.02
QC-3.5-12-3D	3.5	12	0.0115	0.2921	8.04
QC-3.5-15-3D	3.5	15	0.0115	0.2921	10.05
QC-3-6-3D	3	6	0.0115	0.2921	4.02
QC-3-8-3D	3	8	0.0115	0.2921	5.36
QC-3-10-3D	3	10	0.0115	0.2921	6.7
QC-4-6-3D	4	6	0.0125	0.3175	4.75
QC-4-8-3D	4	8	0.0125	0.3175	6.33
QC-4-10-3D	4	10	0.0125	0.3175	7.92
QC-4-12-3D	4	12	0.0125	0.3175	9.5
QC-5-8-3D	5	8	0.0125	0.3175	6.33
QC-5-10-3D	5	10	0.0125	0.3175	7.92
QC-5-15-3D	5	15	0.0125	0.3175	11.88
QC-6-10-3D	6	10	0.0125	0.3175	7.92
QC-6-15-3D	6	15	0.0125	0.3175	11.88

КОД	ДИАМЕТР (ММ)	ДЛИНА (СМ)	О.Д. (ДЮЙМЫ)	О.Д. (ММ)	ОБЪЕМ (ММ)
QC-6-20-3D	6	20	0.0125	0.3175	15.83
QC-7-15-3D	7	15	0.0135	0.3429	13.85
QC-7-20-3D	7	20	0.0135	0.3429	18.47
QC-7-30-3D	7	30	0.0135	0.3429	27.7
QC-8-15-3D	8	15	0.0135	0.3429	13.85
QC-8-20-3D	8	20	0.0135	0.3429	18.47
QC-8-30-3D	8	30	0.0135	0.3429	27.7
QC-9-20-3D	9	20	0.0135	0.3429	18.47
QC-9-30-3D	9	30	0.0135	0.3429	27.7
QC-10-20-3D	10	20	0.0135	0.3429	18.47
QC-10-30-3D	10	30	0.0135	0.3429	27.7
QC-12-30-3D	12	30	0.0145	0.3683	31.96
QC-12-40-3D	12	40	0.0145	0.3683	42.61
QC-14-30-3D	14	30	0.0145	0.3683	31.96
QC-14-40-3D	14	40	0.0145	0.3683	42.61
QC-16-40-3D	16	40	0.0145	0.3683	42.61
QC-18-40-3D	18	40	0.0145	0.3683	42.61
QC-20-50-3D	20	50	0.0145	0.3683	53.27
QC-22-50-3D	22	50	0.0145	0.3683	53.27
QC-25-50-3D	25	50	0.0145	0.3683	53.27

ПОКАЗАНИЯ. Спирали Axium показаны для эндоваскулярной эмболизации внутречерепных аневризм и других нейрососудистых нарушений, таких как артериовенозные мальформации и артериовенозные фистулы.

Мгновенный отделитель спиралей I.D.

Для каждой процедуры требуется один отделитель.

КОД	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ID-1-5	5

ПОКАЗАНИЯ. Мгновенный отделитель спиралей I.D. предназначен для использования со всеми видами спиралей Axium: Axium, Axium Prime и Axium MicroFX.