

Отсоединяемые спирали Axium обеспечивают возможность оптимальной доставки, удобное раскрытие и надежное отделение. Прогрессивный диаметр спиралей облегчает процесс их подбора.

Axium Helix

КОД	ДИАМЕТР (ММ)	ДЛИНА (СМ)	O.D. (ДЮЙМЫ)	O.D. (ММ)	ОБЪЕМ (ММ)
QC-1.5-1-HELIX	1.5	1	0.0115	0.2921	0.67
QC-1.5-2-HELIX	1.5	2	0.0115	0.2921	1.34
QC-1.5-3-HELIX	1.5	3	0.0115	0.2921	2.01
QC-1.5-4-HELIX	1.5	4	0.0115	0.2921	2.68
QC-2-1-HELIX	2	1	0.0115	0.2921	0.67
QC-2-2-HELIX	2	2	0.0115	0.2921	1.34
QC-2-3-HELIX	2	3	0.0115	0.2921	2.01
QC-2-4-HELIX	2	4	0.0115	0.2921	2.68
QC-2-6-HELIX	2	6	0.0115	0.2921	4.02
QC-2-8-HELIX	2	8	0.0115	0.2921	5.36
QC-2.5-2-HELIX	2.5	2	0.0115	0.2921	1.34
QC-2.5-4-HELIX	2.5	4	0.0115	0.2921	2.68
QC-2.5-6-HELIX	2.5	6	0.0115	0.2921	4.02
QC-2.5-8-HELIX	2.5	8	0.0115	0.2921	5.36
QC-3-4-HELIX	3	4	0.0115	0.2921	2.68
QC-3-6-HELIX	3	6	0.0115	0.2921	4.02
QC-3-8-HELIX	3	8	0.0115	0.2921	5.36
QC-4-8-HELIX	4	8	0.0125	0.3175	6.33
QC-4-10-HELIX	4	10	0.0125	0.3175	7.92
QC-4-12-HELIX	4	12	0.0125	0.3175	9.5

КОД	ДИАМЕТР (ММ)	ДЛИНА (СМ)	O.D. (ДЮЙМЫ)	O.D. (ММ)	ОБЪЕМ (ММ)
QC-5-15-HELIX	5	15	0.0125	0.3175	11.88
QC-5-20-HELIX	5	20	0.0125	0.3175	15.83
QC-6-20-HELIX	6	20	0.0125	0.3175	15.83
QC-7-20-HELIX	7	20	0.0135	0.3429	18.47
QC-7-30-HELIX	7	30	0.0135	0.3429	27.7
QC-8-20-HELIX	8	20	0.0135	0.3429	18.47
QC-8-30-HELIX	8	30	0.0135	0.3429	27.7
QC-9-20-HELIX	9	20	0.0135	0.3429	18.47
QC-9-30-HELIX	9	30	0.0135	0.3429	27.7
QC-10-20-HELIX	10	20	0.0135	0.3429	18.47
QC-10-30-HELIX	10	30	0.0135	0.3429	27.7
QC-12-30-HELIX	12	30	0.0145	0.3683	31.96
QC-12-40-HELIX	12	40	0.0145	0.3683	42.61
QC-14-30-HELIX	14	30	0.0145	0.3683	31.96
QC-14-40-HELIX	14	40	0.0145	0.3683	42.61
QC-16-30-HELIX	16	30	0.0145	0.3683	31.96
QC-16-40-HELIX	16	40	0.0145	0.3683	42.61
QC-18-40-HELIX	18	40	0.0145	0.3683	42.61
QC-20-40-HELIX	20	40	0.0145	0.3683	42.61
QC-20-50-HELIX	20	50	0.0145	0.3683	53.27

ПОКАЗАНИЯ. Спирали Axium показаны для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и других нейрососудистых нарушений, таких как артериовенозные мальформации и артериовенозные фистулы.

Мгновенный отделитель спиралей I.D.

Для каждой процедуры требуется один отделитель.

КОД	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ID-1-5	5

ПОКАЗАНИЯ. Мгновенный отделитель спиралей I.D. предназначен для использования со всеми видами спиралей Axium: Axium, Axium Prime и Axium MicroFX.