

Для спиралей Axium применяется технология LatticeFX – микрофиламенты формируют прогрессивный диаметр спиралей и создают идеальный баланс между пластичностью, стабильностью и заполнением объема. Также в одной линейке представлены все типоразмеры спиралей.

## Axium MicroFX Nylon Helix

КОД	ДИАМЕТР (ММ)	ДЛИНА (СМ)	О.Д. (ДЮЙМЫ)	О.Д. (ММ)	ОБЪЕМ (ММ)
NC-2-1-HELIX	2	1	0.0115	0.2921	0.67
NC-2-2-HELIX	2	2	0.0115	0.2921	1.34
NC-2-3-HELIX	2	3	0.0115	0.2921	2.01
NC-2-4-HELIX	2	4	0.0115	0.2921	2.68
NC-2-6-HELIX	2	6	0.0115	0.2921	4.02
NC-2-8-HELIX	2	8	0.0115	0.2921	5.36

КОД	ДИАМЕТР (ММ)	ДЛИНА (СМ)	О.Д. (ДЮЙМЫ)	О.Д. (ММ)	ОБЪЕМ (ММ)
NC-3-4-HELIX	3	4	0.0115	0.2921	2.68
NC-3-6-HELIX	3	6	0.0115	0.2921	4.02
NC-3-8-HELIX	3	8	0.0115	0.2921	5.36
NC-4-8-HELIX	4	8	0.0125	0.3175	6.33
NC-4-10-HELIX	4	10	0.0125	0.3175	7.92

**ПОКАЗАНИЯ.** Спирали Axium MicroFX показаны для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и других нейрососудистых нарушений, таких как артериовенозные мальформации и артериовенозные фистулы.

## Мгновенный отделитель спиралей I.D.

Для каждой процедуры требуется один отделитель.

КОД	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ID-1-5	5

**ПОКАЗАНИЯ.** Мгновенный отделитель спиралей I.D. предназначен для использования со всеми видами спиралей Axium: Axium, Axium Prime и Axium MicroFX.