

Спирали Axium Prime обеспечивают оптимальную пластичность за счет концепции прогрессивного диаметра спиралей. Мягкие (soft) спирали Axium Prime оптимальны для мелких и бесформенных аневризм, а также для заполнения небольших пространств в ходе процедуры эмболизации спиралями.

Axium Prime Super Soft 3D

КОД	ДИАМЕТР (ММ)	ДЛИНА (СМ)	О.Д. (ДЮЙМЫ)	О.Д. (ММ)	ОБЪЕМ (ММ)
APB-4-6-3D-SS	4	6	0.0115	0.2921	4.02
APB-4-8-3D-SS	4	8	0.0115	0.2921	5.36
APB-4-10-3D-SS	4	10	0.0115	0.2921	6.7
APB-4-12-3D-SS	4	12	0.0115	0.2921	8.04
APB-5-8-3D-SS	5	8	0.0115	0.2921	5.36
APB-5-10-3D-SS	5	10	0.0115	0.2921	6.7
APB-5-15-3D-SS	5	15	0.0115	0.2921	10.05
APB-6-10-3D-SS	6	10	0.0115	0.2921	6.7
APB-6-15-3D-SS	6	15	0.0115	0.2921	10.05
APB-6-20-3D-SS	6	20	0.0115	0.2921	13.4

ПОКАЗАНИЯ. Спирали Axium и Axium Prime показаны для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и других нейрососудистых нарушений, таких как артериовенозные мальформации и артериовенозные fistулы.

Мгновенный отделитель спиралей I.D.

Для каждой процедуры требуется один отделитель.

КОД
ID-1-5
КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
5

ПОКАЗАНИЯ. Мгновенный отделитель спиралей I.D. предназначен для использования со всеми видами спиралей Axium: Axium, Axium Prime и Axium MicroFX.