

# БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР



## Баллонный катетер Cello

Баллонный катетер Cello предназначен для облегчения введения внутрисосудистых катетеров и управления ими в выбранном кровеносном сосуде периферической кровеносной системы или головного мозга. Баллон обеспечивает временную окклюзию сосуда.

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	КОД	СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНТРОДЬЮСЕРОМ (F)	O.D. (ДЮЙМЫ)	I.D. (ДЮЙМЫ)	ДЛИНА КОНЧИКА (ММ)	ДЛИНА БАЛЛОНА (ММ)	ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА (СМ)	ОБЩАЯ ДЛИНА (СМ)
Cello 6F+	1610060	7	6F+ (0.079)	0.051	3	7	95	103
Cello 7F+	1610070	8	7F+ (0.094)	0.067	3	7	95	103
Cello 8F	1610080	8	8F (0.106)	0.075	3	10	95	103
Cello 9F	1610090	9	9F (0.114)	0.085	3	10	92	100

**ПОКАЗАНИЯ.** Баллонный катетер Cello предназначен для временного блокирования кровотока путем раздувания баллона внутри кровеносного сосуда при различных вмешательствах, таких как экстренный гемостаз, хирургический гемостаз, перфузия крови в периферические сосуды и интраартериальное введение химиотерапевтических препаратов.