

ASAHI CHIKAI 008 НЕЙРОСОСУДИСТЫЙ ПРОВОДНИК





Точность и долговечность для сосудисто-нервных вмешательств

200 см (0,008 ")

ASAHI CHIKAI 008 Нейрососудистый проводник Особенности провода

- **Точная реакция крутящего момента:** ACT ONE обеспечивает исключительную реакцию крутящего момента в извилистой анатомии.
- **Простая навигация по дистальной анатомии и доставке микрокатетера:** разработан с оптимальным балансом между гибкостью наконечника и поддержкой микрокатетера.
- **Прочное сохранение формы наконечника:** двойная оплетка ACT ONE предназначена для поддержания формы наконечника для обеспечения селективности сосуда и позиционирования катетера.

Структура



Показания к применению

Провод для нейрососудов ASahi CHIKAI 008 предназначен для использования в нейрососудистой системе для облегчения размещения и замены терапевтических устройств, таких как церебральные катетеры, во время внутрисосудистой терапии. Этот проводник предназначен для использования только в нейро-сосудистой сети.

Информация для заказа

Номер каталога	Полезная длина	Длина покрытия	Форма наконечника
WAIN-CKI-008-200	200см	180см	Прямо