

## КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ

Confianza® Pro Series




ЖЕСТКОСТЬ	РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ДИАМЕТР ШАФТА	ПОКРЫТИЕ	CONFIANZA® Pro Series
9.0 / 12.0 gf	20 cm	Pro, Pro12 0.009 inch (0.23mm)	Гидрофильное покрытие поверх оплетки, исключая кончик	Конический проводник для пересечения сложных очагов с кальцинозом или плотными тканями.



### ASAHI КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASAHI PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (PTA). Провода ASAHI PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

PRODUCT	CATALOG NO.	TIP SHAPE	LENGTH (CM)	DIAMETER (INCH/MM)	RADIOPAQUE SEGMENT (CM)	SPRING COIL LENGTH (CM)	COATING
CONFIANZA Pro 12	AGH143091	Straight	180	0.009 (0.23) 0.014 (0.36)	20	20	Hydrophilic with Hydrophobic Tip*
CONFIANZA Pro	AGH143090	Straight	180	0.009 (0.23) 0.014 (0.36)	20	20	Hydrophilic with Hydrophobic Tip*