

КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ

FIELDER®




ЖЕСТКОСТЬ	РЕНТГЕН-КОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ДЛИНА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ	ПОКРЫТИЕ	FIELDER®
1.0 gf	3 cm	22 cm	Гидрофильное покрытие поверх полимерного покрытия	Полимерное покрытие проводника обеспечивает повышенное скольжение

1.0gf

ASAHI КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASAHI PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (PTA). Провода ASAHI PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

PRODUCT	CATALOG NO.	TIP SHAPE	LENGTH (CM)	DIAMETER (INCH/MM)	RADIOPAQUE SEGMENT (CM)	SPRING COIL LENGTH (CM)	COATING
FIELDER	AGP140000/AGP140000J	Straight / J	180	0.014 (0.36)	3	22	Polymer Jacket & Hydrophilic*
FIELDER 300 cm	AGP140300/AGP140300J	Straight / J	300				