

КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ


FIELDER FC



ЖЕСТКОСТЬ	РЕНТГЕН-КОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ДЛИНА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ	ПОКРЫТИЕ	FIELDER FC
0.8 gf	3 cm	20 cm	Гидрофильное покрытие поверх полимерного покрытия	Большой контроль в сложных извилистых сосудах. Полимерная оболочка обеспечивает легкое скольжение и превосходный крутящий момент.

ASAHI КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASahi PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (PTA). Провода ASahi PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

PRODUCT	CATALOG NO.	TIP SHAPE	LENGTH (CM)	DIAMETER (INCH/(MM))	RADIOPAQUE SEGMENT (CM)	SPRING COIL LENGTH (CM)	COATING
FIELDER FC	AGP140001	Straight	180	0.014 (0.36)	3	20	Polymer Jacket & Hydrophilic*
FIELDER FC 300 cm	AGP140301/AGP140301J	Straight/J	300				