

КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ

FIELDER XT




ЖЕСТКОСТЬ	РЕНТГЕН-КОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ДЛИНА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ	ДИАМЕТР ШАФТА	ПОКРЫТИЕ	FIELDER XT
0.8 gf	16 cm	16 cm	0.009 inch (0.23mm)	Гидрофильное покрытие поверх полимерного покрытия	Низкопрофильный проводник с гибким кончиком и покрытием, которое обеспечивает продвижение по узким сосудам.



0.8gf

АСАНИ КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASAHI PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (PTA). Провода ASAHI PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

PRODUCT	CATALOG NO.	TIP SHAPE	LENGTH (CM)	DIAMETER (INCH(MM))	RADIOPAQUE SEGMENT (CM)	SPRING COIL LENGTH (CM)	COATING
FIELDER XT	AGP140002	Straight	190	0.009 (0.23)	16	16	Polymer Jacket & Hydrophilic*
FIELDER XT 300cm	AGP140302	Straight	300	0.014 (0.36)			