




Семейство Freezor®

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ КРИОАБЛАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ



В семейство катетеров Freezor® для точечной криоабляции входят три разных катетера: Freezor, Freezor Xtra и Freezor MAX. Эти управляемые одноразовые катетеры разработаны специально для эндокардиальной абляции. Катетер диаметром 7Fr доступен в двух вариантах исполнения с разными размерами кончика (4 мм и 6 мм), а катетер 9 Fr - с 8 мм кончиком. Разные комбинации размеров катетера, кончика и кривизны позволяют доктору выбирать тактику лечения разных аритмий сердца, включая АВУРТ (атриовентрикулярная узловая риентри тахикардия), ВПВ-синдром (синдром Вольфа-Паркинсона-Вайта), трепетание предсердий, фибрилляцию предсердий, предсердные и желудочковые тахикардии.




Все катетеры имеют возможность регистрации эндограммы с кончика катетера или трех других электродов, позволяя записывать квадриполярные электрограммы. Для отслеживания температуры в кончик катетера встроен термодатчик.

Информация для заказа

Код для заказа	
207F1	Freezor 1 криоабляционный катетер – короткий/красный
207F3	Freezor 3 криоабляционный катетер – средний/синий
207F5	Freezor 5 криоабляционный катетер – длинный/оранжевый
217F1	Freezor Xtra 1 криоабляционный катетер – короткий/красный
217F3	Freezor Xtra 3 криоабляционный катетер – средний/синий
217F5	Freezor Xtra 5 криоабляционный катетер – длинный/оранжевый
209F3	Freezor MAX 3 криоабляционный катетер – средний/синий
209F5	Freezor MAX 5 криоабляционный катетер – длинный/оранжевый

Технические характеристики катетеров

	Freezor			Freezor Xtra			Freezor MAX	
Размер								
Длина кончика	4 мм			6 мм			8 мм	
Межэлектродное расстояние	2-5-2			2-5-2			3-5-2	
Диаметр катетера	7 Fr			7 Fr			9 Fr	
Длина катетера	108 см			108 см			90 см	
Совместимость								
Рекомендуемый интродьюсер	8 Fr			8 Fr			10 Fr	
Изгиб	207F1	207F3	207F5	217F1	217F3	217F5	209F3	209F5
	47 мм	53 мм	58 мм	49 мм	55 мм	60 мм	55 мм	66 мм

Freezor®		Freezor® Xtra		Freezor® MAX	
 <p>Длина кончика: 4 мм</p> <p>2 мм 5 мм 2 мм</p> <p>Изгиб</p> <p>Диаметр катетера: 7 Fr Рекомендуемый интродьюсер: 8 Fr Длина катетера: 108 см</p>		 <p>Длина кончика: 6 мм</p> <p>2 мм 5 мм 2 мм</p> <p>Изгиб</p> <p>Диаметр катетера: 7 Fr Рекомендуемый интродьюсер: 8 Fr Длина катетера: 108 см</p>		 <p>Длина кончика: 8 мм</p> <p>3 мм 5 мм 2 мм</p> <p>Изгиб</p> <p>Диаметр катетера: 9 Fr Рекомендуемый интродьюсер: 10 Fr Длина катетера: 90 см</p>	
Катетер	Изгиб	Катетер	Изгиб	Катетер	Изгиб
Freezor 1	47 мм	Freezor Xtra 1	49 мм	Freezor MAX 3	55 мм
Freezor 3	53 мм	Freezor Xtra 3	55 мм	Freezor MAX 5	66 мм
Freezor 5	58 мм	Freezor Xtra 5	60 мм		

Дополнительная информация

Показания

Семейство катетеров Freezor® для точечной криоабляции предназначено для лечения аритмий сердца.

Противопоказания

Семейство катетеров Freezor® для точечной криоабляции противопоказано использовать:

- У пациентов с острыми общими инфекциями
- В условиях, при которых манипуляция катетером в сердце небезопасна (например, внутрисердечный пристеночный тромбоз)
- У пациентов с криоглобулинемией

www.medtronic.com
www.cryocath.com

Medtronic AF Solutions
Medtronic BV
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel: +31 45 5668951
Fax: +31 45 5668024

ООО Медтроник
Почтовый адрес:
Россия, 123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7 495 580-7377
Факс: +7 495 580-7378
E-mail: info.russia@medtronic.ru