

# ASAHI FUBUKI ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР



## Стабильная платформа для вашей процедуры

6Fr (ID: 0,071 ")


7Fr (ID: 0,081 ")

8Fr (ID: 0,090 ")

## Особенности катетера

- **Гибкость** : мягкий наконечник и гибкий дистальный стержень сводят к минимуму травмы сосуда.
- **Толкаемость** : хорошая сбалансированность с повышенной жесткостью обеспечивает стабильное развертывание и оптимальную толкаемость.
- **Скольжение** : гидрофильное покрытие от кончика до 15 см (8Fr = 5 см) позволяет плавную навигацию по дуге аорты и устью сосуда.
- **Видимость** : улучшенная видимость благодаря платиновому маркеру на наконечнике и рентгеноконтрастному материалу способствует более безопасной процедуре.

## Структура



- Меньше трения
- возможность отслеживания
- безопасность

	Hydrophilic Coating
6Fr	15cm
7Fr	15cm
8Fr	5cm



## Показания к применению

Направляющие катетеры ASAHI FUBUKI 043 и ASAHI FUBUKI предназначены для направления интервенционных устройств для нейроваскулярной терапии на поражение или процедурный участок для чрескожного внутрисосудистого вмешательства в нейрососудистой системе. Этот катетер также предназначен для введения контрастного вещества. Не используйте этот катетер, кроме как для использования в нейрососудистой системе.

## Информация для заказа

### ASAHI FUBUKI Катетер для нервно-сосудистой системы 6Fr

Номер каталога	Полезная длина	Длина покрытия	Форма наконечника
WAIN-ФБК-6A	90см	15см	Угловая
WAIN-ФБК-6S	90см	15см	Прямо
WAIN-ФБК-6A80	80см	15см	Угловая
WAIN-ФБК-6S80	80см	15см	Прямо
WAIN-ФБК-6A100	100см	15см	Угловая
WAIN-ФБК-6S100	100см	15см	Прямо
WAIN-ФБК-6A110	110см	15см	Угловая
WAIN-ФБК-6S110	110см	15см	Прямо

### ASAHI FUBUKI Катетер для нервно-сосудистой системы 7Fr

Номер каталога	Полезная длина	Длина покрытия	Форма наконечника
WAIN-ФБК-7A	90см	15см	Угловая
WAIN-ФБК-7S	90см	15см	Прямо
WAIN-ФБК-7A80	80см	15см	Угловая
WAIN-ФБК-7S80	80см	15см	Прямо
WAIN-ФБК-7A100	100см	15см	Угловая
WAIN-ФБК-7S100	100см	15см	Прямо
WAIN-ФБК-7A110	110см	15см	Угловая
WAIN-ФБК-7S110	110см	15см	Прямо

### ASAHI FUBUKI Катетер для нервно-сосудистой системы 8Fr

Номер каталога	Полезная длина	Длина покрытия	Форма наконечника
WAIN-ФБК-8S	90см	5см	Прямо
WAIN-ФБК-8S80	80см	5см	Прямо
WAIN-ФБК-8S100	100см	5см	Прямо
WAIN-ФБК-8S110	110см	5см	Прямо