

КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ

Серия ASAHI Gaia® (First, Second, Third)

Технология ACT ONE повышает долговечность кончика для лечения нескольких сосудов




ЖЕСТКОСТЬ	РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ДИАМЕТР ШАФТА	ПОКРЫТИЕ	ASAHI GAIA® Series (First, Second, Third)
First: 1.7 gf Second: 3.5 gf Third: 4.5 gf	15 cm	First: 0.010 inch (0.26 mm) Second: 0.011 inch (0.28 mm) Third: 0.012 inch (0.30 mm)	Гидрофильное покрытие: 40 см	Направляющий проводник с композитным сердечником и низкой нагрузкой на кончик для улучшенной гибкости и крутящего момента

	1.7gf ASAHI Gaia First		3.5gf ASAHI Gaia Second		4.5gf ASAHI Gaia Third
--	---------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------

ASAHI КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASAHI PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (PTA). Провода ASAHI PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

PRODUCT	CATALOG NO.	TIP SHAPE	LENGTH (CM)	DIAMETER (INCH/MM)	RADIOPAQUE SEGMENT (CM)	SPRING COIL LENGTH (CM)	COATING
ASAHI Gaia First	AHW14R007P	Pre-Shape	190	0.010 (0.26)	15	15	Hydrophilic with Hydrophobic Tip*
ASAHI Gaia First 300 cm	AHW14R307P	Pre-Shape	300	0.014 (0.36)			
ASAHI Gaia Second	AHW14R008P	Pre-Shape	190	0.011 (0.28)	15	15	Hydrophilic with Hydrophobic Tip*
ASAHI Gaia Second 300 cm	AHW14R308P	Pre-Shape	300	0.014 (0.36)			
ASAHI Gaia Third	AHW14R011P	Pre-Shape	190	0.012 (0.30)	15	15	Hydrophilic with Hydrophobic Tip*
ASAHI Gaia Third 300 cm	AHW14R311P	Pre-Shape	300	0.014 (0.36)			