

**ASAHI GAIA PV**

**NEW**

ASAHI **Gaia PV 0.018**



- Support ● ● ● ● ● ○
- Torque ● ● ● ● ● ●
- Penetration ● ● ● ● ● ○

Технология ACT ONE, коническая оплетка и наконечник с микроконусом улучшают навигацию, крутящий момент и продвижение


Композитный сердечник с меньшей нагрузкой на наконечник улучшает навигацию и крутящий момент. Коническая оплетка и наконечник с микроконусом облегчают продвижение.

Tip Load  
**7.5 G**


Hydrophilic Coating  
Uncoated Ball Tip

Micro-Cone Tip


Mini Pre-Shape



**Периферические проводники ASAHI**




## Таблица выбора периферического проводника



## Крутящий момент

обеспечивают точную работу с откликом крутящего момента 1:1.



Тест был проведен ASAHI INTECC CO. Приведенные выше данные были получены с помощью стандартного теста компании, который может отличаться от стандартизированного в отрасли тестирования. Приведенные выше данные не доказывают, что все устройства имеют одинаковую производительность с образцами, использованными для тестов.

## Показания к применению

Этот продукт предназначен для облегчения размещения и замены диагностических и терапевтических устройств во время внутрисосудистых процедур. Это устройство предназначено только для периферических сосудов.

## Информация для заказа ASAHI Gaia PV

Диаметр	№ по каталогу	Длина	Форма кончика
0.45mm (0.018inch)	PHW18R102S	200cm	Straight
	PHW18R202S	235cm	
	PHW18R302S	300cm	
0.45mm (0.018inch)	PHW18R102P	200cm	Pre-shaped
	PHW18R202P	235cm	
	PHW18R302P	300cm	