

ASAHI Halberd



ASAHI Halberd® 0,014 дюйма

Превосходный контроль направления с отличной передачей крутящего момента и высоким проникновением.



НАКОНЕЧНИК НАГРУЗКИ

12gf

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ НАКОНЕЧНИКА

5 см

ФОРМА НАКОНЕЧНИКА



Straight



TUBE CLIP



ACT ONE >

ПОКРЫТИЕ

ГИДРОФИЛЬНЫЙ* С ДИСТАЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ без покрытия

* с покрытием SLIP-COAT®



ASAHI Halberd® 0,018 дюйма

Сбалансированная мощность для пересечения сильно стенозированных поражений.



НАКОНЕЧНИК НАГРУЗКИ

12gf

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ НАКОНЕЧНИКА

11 см

ФОРМА НАКОНЕЧНИКА



Straight



TUBE CLIP




ACT ONE >

ПОКРЫТИЕ

ГИДРОФИЛЬНЫЙ * С ДИСТАЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ без покрытия

* с покрытием SLIP-COAT®

Периферические проводники ASAHI




One Piece Core Wire

Provides precise torque response and smooth device delivery.

Joint-less Spring Coil


Ideal torque transmission with reliable trackability.

Таблица выбора периферического проводника



Крутящий момент

обеспечивают точную работу с откликом крутящего момента 1:1.



Тест был проведен ASAHI INTECC CO. Приведенные выше данные были получены с помощью стандартного теста компании, который может отличаться от стандартизированного в отрасли тестирования. Приведенные выше данные не доказывают, что все устройства имеют одинаковую производительность с образцами, использованными для тестов.

Показания к применению

Этот продукт предназначен для облегчения размещения и замены диагностических и терапевтических устройств во время внутрисосудистых процедур. Это устройство предназначено только для периферических сосудов.

Информация для заказа ASAHI Halberd

Диаметр	№ по каталогу	Длина	Форма кончика
0.36mm (0.014inch)	PHW14R101S	200cm	Straight
	PHW14R201S	235cm	
	PHW14R301S	300cm	
0.36mm (0.014inch)	PHW14R101P	200cm	Pre-shaped
	PHW14R201P	235cm	
	PHW14R301P	300cm	
0.45mm (0.018inch)	PHW18R101S	200cm	Straight
	PHW18R201S	235cm	
	PHW18R301S	300cm	
0.45mm (0.018inch)	PHW18R101P	200cm	Pre-shaped
	PHW18R201P	235cm	
	PHW18R301P	300cm	