


СОВМЕСТИМАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ.<sup>1</sup>  
**ПРЕВОСХОДНАЯ  
ДОСТАВЛЯЕМОСТЬ  
НА КАЖДОМ  
ИЗГИБЕ.**




Семейство сосудистых катетеров  
Phenom<sup>™\*</sup>



**Medtronic**  
Further, Together

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ЗАКАЗА



## РАСШИФРОВКА КАТАЛОЖНОГО НОМЕРА

Катетер Phenom™*	FG	Размер	A	-	B	C	-	Метки на кончике	Форма кончика
<b>Пример Катетер Phenom™* 017</b>	FG	11	150	-	06	15	-	2	S

В различных клинических сценариях требуется разный уровень поддержки и навигации. Широкий диапазон технических характеристик сосудистых катетеров Phenom™\* удовлетворяет разнообразные клинические потребности. Выберите катетер, который подходит вам:

## СОСУДИСТЫЕ КАТЕТЕРЫ PHENOM™\* 017 и 021: ВЫБЕРИТЕ ФОРМУ КОНЧИКА

	D: Внутренний диаметр катетера	E: Наружный диаметр проксимального сегмента	F: Наружный диаметр дистального сегмента	Форма кончика	Каталожный номер
<b>Катетер Phenom™* 017</b>	0,017 дюйма (0,43 мм)	0,029 дюйма (2,2 F)	0,024 дюйма (1,8 F)	Прямой	FG11150-0615-2S
				J-образный изгиб	FG11150-0615-2J
				Изгиб на 45 градусов	FG11150-0615-2X
				Изгиб на 90 градусов	FG11150-0615-2R
<b>Катетер Phenom™* 021</b>	0,021 дюйма (0,53 мм)	0,034 дюйма (2,6 F)	0,030 дюйма (2,3 F)	Прямой	FG13150-0615-2S
				45 градусов	FG13150-0615-2X
				90 градусов	FG13150-0615-2R
				J-образный	FG13150-0615-2J

## СОСУДИСТЫЙ КАТЕТЕР PHENOM™\* 027: ВЫБЕРИТЕ ДЛИНУ ГИБКОГО СЕГМЕНТА С ОДИНАРНОЙ СПИРАЛЬЮ

	D: Внутренний диаметр катетера	E: Наружный диаметр проксимального сегмента	F: Наружный диаметр дистального сегмента	C: Длина гибкого сегмента с одинарной спиралью	Каталожный номер
<b>Катетер Phenom™* 027</b>	0,027 дюйма (0,69 мм)	0,040 дюйма (3,1 F)	0,036 дюйма (2,8 F)	15 см	FG15150-0615-1S
				30 см	FG15150-0630-1S

## СОСУДИСТЫЙ КАТЕТЕР PHENOM™\* PLUS: ВЫБЕРИТЕ РАБОЧУЮ ДЛИНУ

	D: Внутренний диаметр катетера	E: Наружный диаметр проксимального сегмента	F: Наружный диаметр дистального сегмента	A: Рабочая длина	Каталожный номер
<b>Катетер Phenom™* Plus</b>	0,0445 дюйма (1,13 мм)	0,061 дюйма (4,7 F)	0,055 дюйма (4,2 F)	105 см	FG19105-0630-1S
				120 см	FG19120-1030-1S

# Medtronic

ООО "Медтроник"  
123112, г. Москва,  
Пресненская наб., д.10,  
эт.9, пом. III, ком. 41  
Тел.: +7 (495) 580-73-77  
Факс: +7 (495) 580-73-78  
E-mail: info.russia@medtronic.ru  
[www.medtronic.ru](http://www.medtronic.ru)

C201704795 EE © Medtronic 2016 г.  
Все права защищены. Напечатано в Европе.

### ЛИТЕРАТУРА

1 Документ ML-0001.A компании Cathera

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. Полный список предупреждений, мер предосторожности и противопоказаний см. в инструкции по применению.

Показания к применению, противопоказания, предупреждения и инструкции по применению приводятся в маркировке каждого устройства.

Катетеры Phenom™\* предназначены для введения интервенционных устройств и инфузии диагностических или терапевтических препаратов в периферические сосуды, коронарные сосуды и в расположенные рядом с нервными волокнами сосуды.

™\* Phenom — торговая марка компании Cathera, Inc.