

MITSU™

Нить из полиглактина 910

Свойства

- Сохранение прочности узла на разрыв через 14 дней – 75%
- Сохранение прочности узла на разрыв через 21 день – 50%
- Последующая потеря прочности происходит между четвертой и пятой неделями после имплантации
- Полная абсорбция массы в течение 56–70 дней

Показания к применению

- Желудочно-кишечные процедуры
- Гинекологические/акушерские процедуры
- Офтальмологические процедуры
- Ортопедические процедуры
- Урологические процедуры
- Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
- Лигатуры

Преимущества

- Гладкое опускание узла
- Мягкое перемещение узла
- Превосходная надежность узла
- Минимальная воспалительная реакция



Краткое описание продукта

Структура : мультифиламентная, плетеная
Цвет : окрашенная, неокрашенная














Химический состав : поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10)
Покрытие : поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) + стеарат кальция
Размеры : окрашенная – USP 8/0 (метрик 0,4) - USP 2 (метрик 5)
: неокрашенная – USP 6/0 (метрик 0,7) - USP 2 (метрик 5)
Тип абсорбции : гидролиз
Стерилизация : этиленоксид














1/2 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
● HC RB (13 мм) 	70							PGN 500433		12
● HC RB (13 мм) 	45								PGN 600489	12
● HC RB (16 мм) 	70							PGN 402305		12
● HC RB (17 мм) 	75							PGN 500421		12
● HC RB (17 мм) 	70								PGN 600212	12
● HC RB (20 мм) 	70					PGN 302437	PGN 402304			12
● HC RB (20 мм) 	75					PGN 300219	PGN 400218			12
● HC RB (21 мм) 	70				PGN 200824					12
▲ HC CT (22 мм) 	90					PGN 302472				12
▼ HC RC (22 мм) 	70					PGN 300460				12
▼ HC RC (23 мм) 	45			PGN 102825						12
● HC RB (26 мм) 	70		PGN 010335	PGN 100334	PGN 209123			PGN 400315		12
● HC RB (26 мм) 	75				PGN 209121	PGN 309120				12
▼ HC RC (26 мм) 	70				PGN 200869					12
● HC RB (26 мм) 	90					PGN 300527				12

1/2 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
⊕ HC TC (26 мм) 	75					PGN 300215				12
● HC RB (26 мм) 	45						PGN 400773			12
● HC RB (30 мм) 	90				PGN 202317					12
● HC RB (30 мм) 	75					PGN 30864				12
● HC RB (31 мм) 	75		PGN 019213	PGN 109138	PGN 209136					12
● HC RB (35 мм) 	90		PGN 010261							12
▼ HC RC (36 мм) 	90			PGN 102534						12
● HC RB (36 мм) 	90			PGN 100346						12
● HC RB (36 мм) 	70		PGN 010341							12
⊕ HC TC (36 мм) 	90		PGN 010113							12
● HC RB (36 мм) 	75				PGN 209140					12




1/2 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке	
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0		6-0
● HC RB EX (36 мм) 	90				PGN 200945					12
● HC RB (36 мм) 	90				PGN 209440					12
● HC RB EX (36 мм) 	70					PGN 300338				12
● HC RB (40 мм) 	75			PGN 100112						12
⊕ HC TC (40 мм) 	75			PGN 109372						12
● HC RB (40 мм) 	90			PGN 102346						12
● HC RB H (40 мм)  	75		PGN 019340							12
● HC RB TN (40 мм) 	90		PGN 012347							12
● HC RB (40 мм)  	110		PGN 012347 DS							12
▼ HC RC (40 мм) 	90	PGN 022478	PGN 012421		PGN 202382					12
● HC RB (40 мм) 	75				PGN 209150					12











MITSU™

СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПЛЕТЕННЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИГЛАКТИНА 910 С ПОКРЫТИЕМ

1/2 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке	
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0		6-0
● HC RB (48 мм) 	75	PGN 029252								12
● HC RB (50 мм) 	100		PGN 012448							12
● HC RB (65 мм) 	75				PGN 209158					12

3/8 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
▼ CU RC (12 мм) 	45						PGN 402494			12
● CU RB (16 мм) 	75						PGN 400846			12
▼ CU RC (19 мм) 	45					PGN 304970				12
▼ CU RC (19 мм) 	70					PGN 300427	PGN 400422			12
▲ CU CT (19 мм) 	90					PGN 302402 U				12
▼ CU RC (24 мм) 	70				PGN 200443					12
▼ CU RC EX (24 мм) 	70					PGN 30936 05				12
▲ CU CT (25 мм) 	90					PGN 302328 U				12
▲ CU CT (26 мм) 	90				PGN 202404 U					12
▼ CU RC (30 мм) 	90				PGN 200589					12

5/8 круга

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
● FE RB EX (26 мм) 	70				PGN 200602					12
● FE RB (36 мм) 	70			PGN 100377						12

Нить из полиглактина 910

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		2	1	0	2-0	3-0	4-0	5-0	6-0	
Лигатура	150	PGN 020195	PGN 010196	PGN 100207	PGN 200111	PGN 300258				12
Лигатура	250		PGN 010208	PGN 1001702	PGN 200266					12