


PIPELINE FLEX WITH SHIELD TECHNOLOGY УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ

РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
С МИКРОКАТЕТЕРОМ MARKSMAN



Технология Shield - это уникальная модификация поверхности стента, образованная за счет интеграции фосфорилхолина посредством ковалентных связей. Данная технология позволяет снизить тромбогенность, улучшить гемосовместимость, а также доставляемость потоко-перенаправляющего стента.

КОД	ДИАМЕТР (ММ)	ДЛИНА (ММ)
PED2-250-10	2.5	10
PED2-250-12	2.5	12
PED2-250-14	2.5	14
PED2-250-16	2.5	16
PED2-250-20	2.5	20
PED2-275-10	2.75	10
PED2-275-12	2.75	12
PED2-275-14	2.75	14
PED2-275-16	2.75	16
PED2-275-18	2.75	18
PED2-275-20	2.75	20
PED2-300-10	3	10
PED2-300-12	3	12
PED2-300-14	3	14
PED2-300-16	3	16
PED2-300-18	3	18
PED2-300-20	3	20
PED2-300-25	3	25
PED2-300-30	3	30
PED2-300-35	3	35
PED2-325-10	3.25	10
PED2-325-12	3.25	12
PED2-325-14	3.25	14
PED2-325-16	3.25	16
PED2-325-18	3.25	18
PED2-325-20	3.25	20
PED2-325-25	3.25	25
PED2-325-30	3.25	30
PED2-325-35	3.25	35
PED2-350-10	3.5	10
PED2-350-12	3.5	12
PED2-350-14	3.5	14
PED2-350-16	3.5	16
PED2-350-18	3.5	18
PED2-350-20	3.5	20
PED2-350-25	3.5	25
PED2-350-30	3.5	30
PED2-350-35	3.5	35
PED2-375-10	3.75	10
PED2-375-12	3.75	12
PED2-375-14	3.75	14
PED2-375-16	3.75	16
PED2-375-18	3.75	18
PED2-375-20	3.75	20
PED2-375-25	3.75	25
PED2-375-30	3.75	30

КОД	ДИАМЕТР (ММ)	ДЛИНА (ММ)
PED2-375-35	3.75	35
PED2-400-10	4	10
PED2-400-12	4	12
PED2-400-14	4	14
PED2-400-16	4	16
PED2-400-18	4	18
PED2-400-20	4	20
PED2-400-25	4	25
PED2-400-30	4	30
PED2-400-35	4	35
PED2-425-10	4.25	10
PED2-425-12	4.25	12
PED2-425-14	4.25	14
PED2-425-16	4.25	16
PED2-425-18	4.25	18
PED2-425-20	4.25	20
PED2-425-25	4.25	25
PED2-425-30	4.25	30
PED2-425-35	4.25	35
PED2-450-10	4.5	10
PED2-450-12	4.5	12
PED2-450-14	4.5	14
PED2-450-16	4.5	16
PED2-450-18	4.5	18
PED2-450-20	4.5	20
PED2-450-25	4.5	25
PED2-450-30	4.5	30
PED2-450-35	4.5	35
PED2-475-10	4.75	10
PED2-475-12	4.75	12
PED2-475-14	4.75	14
PED2-475-16	4.75	16
PED2-475-18	4.75	18
PED2-475-20	4.75	20
PED2-475-25	4.75	25
PED2-475-30	4.75	30
PED2-475-35	4.75	35
PED2-500-10	5	10
PED2-500-12	5	12
PED2-500-14	5	14
PED2-500-16	5	16
PED2-500-18	5	18
PED2-500-20	5	20
PED2-500-25	5	25
PED2-500-30	5	30
PED2-500-35	5	35

ПОКАЗАНИЯ. Устройство для эмболизации Pipeline Flex with Shield Technology предназначено для эндоваскулярной эмболизации церебральных аневризм.