

RapidCross

Устройство для баллонной чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий

Улучшенная проходимость в зонах поражения.

Выбирайте дилатационный баллонный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики RapidCross на системе доставки RX, если вам необходимо пройти к более дистальным поражениям в системе малых кровеносных сосудов.

Данный катетер совместим с проводником 0,014".

Код продукта Длина катетера 90 см	Код продукта Длина катетера 170 см	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Реком. диаметр интродьюсера (F)	Рабочее давление (атм)	Давление разрыва (атм)
A14BX020020090	A14BX020020170	2.0	20	4	8	14
A14BX020040090	A14BX020040170	2.0	40	4	8	14
A14BX020060090	A14BX020060170	2.0	60	4	8	14
A14BX020080090	A14BX020080170	2.0	80	4	8	14
A14BX020100090	A14BX020100170	2.0	100	4	8	14
A14BX020120090	A14BX020120170	2.0	120	4	8	14
A14BX020150090	A14BX020150170	2.0	150	4	8	14
A14BX020210090	A14BX020210170	2.0	210	4	8	14
A14BX025020090	A14BX025020170	2.5	20	4	8	14
A14BX025040090	A14BX025040170	2.5	40	4	8	14
A14BX025060090	A14BX025060170	2.5	60	4	8	14
A14BX025080090	A14BX025080170	2.5	80	4	8	14
A14BX025100090	A14BX025100170	2.5	100	4	8	14
A14BX025120090	A14BX025120170	2.5	120	4	8	14
A14BX025150090	A14BX025150170	2.5	150	4	8	14
A14BX025210090	A14BX025210170	2.5	210	4	8	14
A14BX030020090	A14BX030020170	3.0	20	4	8	14
A14BX030040090	A14BX030040170	3.0	40	4	8	14
A14BX030060090	A14BX030060170	3.0	60	4	8	14
A14BX030080090	A14BX030080170	3.0	80	4	8	14
A14BX030100090	A14BX030100170	3.0	100	4	8	14
A14BX030120090	A14BX030120170	3.0	120	4	8	14

Код продукта Длина катетера 90 см	Код продукта Длина катетера 170 см	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Реком. диаметр интродьюсера (F)	Рабочее давление (атм)	Давление разрыва (атм)
A14BX030150090	A14BX030150170	3.0	150	4	8	14
A14BX030210090	A14BX030210170	3.0	210	4	8	14
A14BX035020090	A14BX035020170	3.5	20	4	8	14
A14BX035040090	A14BX035040170	3.5	40	4	8	14
A14BX035060090	A14BX035060170	3.5	60	4	8	14
A14BX035080090	A14BX035080170	3.5	80	4	8	14
A14BX035100090	A14BX035100170	3.5	100	4	8	14
A14BX035120090	A14BX035120170	3.5	120	4	8	14
A14BX035150090	A14BX035150170	3.5	150	4	8	14
A14BX035210090	A14BX035210170	3.5	210	4	8	14
A14BX040020090	A14BX040020170	4.0	20	4	8	14
A14BX040040090	A14BX040040170	4.0	40	4	8	14
A14BX040060090	A14BX040060170	4.0	60	4	8	14
A14BX040080090	A14BX040080170	4.0	80	4	8	14
A14BX040100090	A14BX040100170	4.0	100	4	8	14
A14BX040120090	A14BX040120170	4.0	120	4	8	14
A14BX040150090	A14BX040150170	4.0	150	4	8	14
A14BX040210090	A14BX040210170	4.0	210	4	8	14