

КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ

ASAHI SION® blue

Технология ACT ONE повышает долговечность кончика для лечения нескольких сосудов




ЖЕСТКОСТЬ	РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ПОКРЫТИЕ	ASAHI SION® blue
0.5 gf	3 cm	Гидрофильное покрытие (SLIP-COAT) поверх оплетки	Проводник с фирменной конструкцией Composite Core для большей гибкости и поддержки кончика. (Легко различимый цвет вала для отличия от других проводников Asahi)



0.5gf

ASAHI КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASAHI PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (PTA). Провода ASAHI PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

PRODUCT	CATALOG NO.	TIP SHAPE	LENGTH (CM)	DIAMETER (INCH/MM)	RADIOPAQUE SEGMENT (CM)	SPRING COIL LENGTH (CM)	COATING
SION blue PTCA GW 180cm	AHW14R004S/AHW14R004J	Straight / J	180	0.014 (0.36)	3	20	Hydrophilic with Hydrophobic Tip*
SION blue PTCA GW 300cm	AHW14R304S/AHW14R304J	Straight / J	300				