



КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА

Звенья окклюдера способствуют более плотной фиксации в просвете подвздошной артерии и предотвращают ретроградное подтекание.

ОПИСАНИЕ КОДА ПРОДУКЦИИ

OCL	8	31	17.5
-----	---	----	------


Название компонента

OCL - Occluder

Проксимальный/
дистальный диаметр

Общая длина

Диаметр
Системы Доставки



ОККЛЮДЕР

Код Продукта	Проксимальный/ Дистальный Диаметр (мм)	Общая Длина (мм)	Диаметр Системы Доставки (F)
OCL	8	31	17.5
OCL	10	31	17.5
OCL	12	31	17.5
OCL	14	33	17.5
OCL	16	33	17.5
OCL	18	33	17.5
OCL	20	35	17.5
OCL	22	35	17.5
OCL	24	35	17.5

ПОДБОР РАЗМЕРА ОККЛЮДЕРА

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендованный Диаметр Окклюдера (мм)	Превышение Размера (мм)
19-20	24	4-5
18	22	4
16-17	20	3-4
14-15	18	3-4
13	16	3
11-12	14	2-3
9-10	12	2-3
7-8	10	2-3
6	8	2

- Рентгеноконтрастные маркеры