

TREASURE FLOPPY

Treasure Floppy



Workhorse

точное управление с гибким
наконечником для сложной анатомии

- Support ● ● ○ ○ ○ ○
- Torque ● ● ○ ○ ○ ○
- Penetration ● ● ○ ○ ○ ○

Treasure Floppy обладает идеальным балансом между откликом от крутящего момента и возможностью отслеживания, что позволяет врачам получить доступ к дистальной анатомии.

Tip Load
4.0 G

Hydrophilic
Coating
Uncoated Ball Tip



Периферические проводники ASAHI






Таблица выбора периферического проводника



Крутящий момент

обеспечивают точную работу с откликом крутящего момента 1 : 1.



Тест был проведен ASAHI INTECC CO. Приведенные выше данные были получены с помощью стандартного теста компании, который может отличаться от стандартизированного в отрасли тестирования. Приведенные выше данные не доказывают, что все устройства имеют одинаковую производительность с образцами, использованными для тестов.

Показания к применению

Проводник ASAHI Treasure предназначен для облегчения установки и замены диагностических и терапевтических устройств во время внутрисосудистых процедур. Это устройство предназначено только для периферических сосудов.

Информация для заказа Treasure Floppy

№ по каталогу	Диаметр	Рентгеноконтрастный кончик	Длина оплетки	Длина
PAGH18M072	0,45 мм (0,018 дюйма)	3см	15см	190см
PAGH18M372	0,45 мм (0,018 дюйма)	3см	15см	300см