

## КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ


ULTIMATEbros 3



| ЖЕСТКОСТЬ | РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК | ПОКРЫТИЕ  | ULTIMATEbros 3   |
|-----------|---------------------------|---|--|
| 3.0gf     | 11 cm                     | Покрытием SLIP-COAT® поверх оплетки до середины проводника / кончик без покрытия. | Длинной гидрофильное покрытие сохраняет высокую маневренность, позволяя улучшить манипулирование проводником при сильно стенозных поражениях. Такая форма улучшает селективность сосудов и снижает риск ложного расширения просвета. |

### ASAHI КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASAHI PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (PTA). Провода ASAHI PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| PRODUCT             | CATALOG NO. | TIP SHAPE | LENGTH (CM) | DIAMETER (INCH(MM)) | RADIOPAQUE SEGMENT (CM) | SPRING COIL LENGTH (CM) | COATING                           |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ULTIMATEbros 3      | AHW14S003S  | Straight  | 180         | 0.014 (0.36)        | 11                      | 11                      | Hydrophilic with Hydrophobic Tip* |
| ULTIMATEbros 300 cm | AHW14S303S  | Straight  | 300         |                     |                         |                         |                                   |