

# UniQual


Ангиографический проводник с нитиноловым сердечником

Достижение успешной процедуры с ее стабильным и надежным исполнением.

## Гибкость проводника

Гибкий кончик проводника сводит к минимуму повреждения сосуда и способствует простоте использования


Тест нагрузки на кончик



## Отличная толкаемость

Большая жесткость сердечника для лучшей поддержки и толкания во время введения проводника


Испытание жесткости сердечника



## Рентгенконтрастность

Четкая видимость проводника при рентгенокопии для удобства манипуляций

Тест рентгенконтрастности



## Структура и информация для заказа



### Гидрофильное покрытие на всей поверхности проводника

Catalog No.	O.D.	Tip shape	Length		
US0035B1500	0.035 inches	Straight-tip	150 cm		
US0035B2600			260 cm		
UA0035B0500	0.035 inches	Angle-tip	50 cm		
UA0035B0800			80 cm		
UA0035B1500			150 cm		
UA0035B1800			180 cm		
UA0035B2000			200 cm		
UA0035B2200			220 cm		
UA0035B2600			260 cm		
UA0035B3000			300 cm		
UJ1535B1500			0.035 inches	1.5J-tip	150 cm
UJ1535B1800					180 cm
UJ1535B2000	200 cm				
UJ1535B2200	220 cm				
UJ1535B2600	260 cm				
UJ1535B3000	300 cm				
UJ3035B1500	0.035 inches	3J-tip			150 cm
UJ3035B2000			200 cm		
UJ3035B2600			260 cm		
UJ3035B3000			300 cm		
UJ6035B1500	0.035 inches	6J-tip	150 cm		
UJ6035B2000			200 cm		
UJ6035B2600			260 cm		
UJ6035B3000			300 cm		