

ASTATO XS 40

NEW

Astato XS 40




Highly Calcified Lesion

Support	●	●	○	○	○
Torque	●	●	●	●	○
Penetration	●	●	●	●	●

Наивысшая проникающая сила в линейке направляющих проводников ASAHI

Astato XS 40 разработан с коническим наконечником 40 г для пересечения фиброзных и кальцинированных поражений в мелких периферических сосудах.

Tip Load
40.0 G



Периферические проводники ASAHI






Таблица выбора периферического проводника



Крутящий момент

обеспечивают точную работу с откликом крутящего момента 1: 1.



Тест был проведен ASAHI INTECC CO. Приведенные выше данные были получены с помощью стандартного теста компании, который может отличаться от стандартизированного в отрасли тестирования. Приведенные выше данные не доказывают, что все устройства имеют одинаковую производительность с образцами, использованными для тестов.

Показания к применению

Этот продукт предназначен для облегчения размещения и замены диагностических и терапевтических устройств во время внутрисосудистых процедур. Это устройство предназначено только для периферических сосудов.

Информация для заказа Astato XS 40

№ по каталогу	Диаметр	Рентгеноконтрастный кончик	Длина оплетки	Длина
PACH143094	0,36 / 0,23 мм (0,014 / 0,009 дюйма)	17см	17см	200см
PACH143394	0,36 / 0,23 мм (0,014 / 0,009 дюйма)	17см	17см	300см