

КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ

FIELDER XT-A

Технология ACT ONE повышает долговечность кончика для лечения нескольких сосудов




ЖЕСТКОСТЬ	РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ДЛИНА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ	ДИАМЕТР ШАФТА	ПОКРЫТИЕ	FIELDER® XT-A
1 грамм	16 cm	17 cm	0.010/0.014	Гидрофильное покрытие поверх полимерного покрытия	Низкопрофильный проводник с гибким кончиком и скользящим полимерным покрытием

TUBE CLIP 1.0gf

ASAHI КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASAHI PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (PTA). Провода ASAHI PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОДУКТ	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ФОРМА	ДЛИНА (см)	ДИАМЕТР (дюйм/см)	РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ОПЛЕТКА	ПОКРЫТИЕ
FIELDER XT-A	APW14R009S	ПРЯМОЙ	190	0.010 (0.26)/0.014 (0.36)			
FIELDER XT-A 300cm	APW14R309S	ПРЯМОЙ	300	0.010 (0.26)/0.014 (0.36)	16	16	Гидрофильное на полимерном