

## КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ

### FIELDER XT-R

Технология ACT ONE повышает долговечность кончика для лечения нескольких сосудов




ЖЕСТКОСТЬ	РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ДЛИНА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ	ДИАМЕТР ШАФТА	ПОКРЫТИЕ	FIELDER XT-R
0.6 грамм	16 cm	17 cm	0.010/0.014	Гидрофильное покрытие поверх полимерного покрытия	Низкопрофильный проводник с гибким кончиком и скользящим полимерным покрытием



0.6gf

### ASAHI КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASAHI PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (PTA). Провода ASAHI PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОДУКТ	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ФОРМА	ДЛИНА (см)	ДИАМЕТР (дюйм/см)	РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ОПЛЕТКА	ПОКРЫТИЕ
FIELDER XT-R	APW14R005S	ПРЯМОЙ	190	0.010 (0.26)/0.014 (0.36)			
FIELDER XT-R 300см	APW14R305S	ПРЯМОЙ	300	0.010 (0.26)/0.014 (0.36)	16	16	Гидрофильное на полимерном