

## КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ


PROWATERflex



ЖЕСТКОСТЬ	РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК	ПОКРЫТИЕ	FIELDER XT-R
0.8 gf	3 cm	Гидрофильное покрытие поверх оплетки	Проводник с мягким кончиком, с хорошей памятью формы и превосходной управляемостью

### АСАHI КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASAHI PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (PTA). Провода ASAHI PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

PRODUCT	CATALOG NO.	TIP SHAPE	LENGTH (CM)	DIAMETER (INCH(MM))	RADIOPAQUE SEGMENT (CM)	SPRING COIL LENGTH (CM)	COATING
PROWATERflex PTCA GW 180 cm	AGH147000 / AGH147000J	Straight/J	180	0.014 (0.36)	3	20	Hydrophilic with Hydrophobic Tip*
PROWATERflex PTCA GW 300 cm	AGH147300 / AGH147300J	Straight/J	300				