

КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ



ASAHI SION®

Коронарные проводники с запатентованной конструкцией ACT ONE для превосходной прочности наконечника и характеристик крутящего момента в плотной анатомии. Гибкий вал для большей проходимости.



НАКОНЕЧНИК
НАГРУЗКИ

0.7gf

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ
НАКОНЕЧНИКА

3 см

ПОКРЫТИЕ

HYDROPHILIC *

Гидрофильное покрытие на оплетке




TUBE CLIP



ACT ONE >

ASAHI КОРОНАРНЫЙ ПРОВОДНИК

ИНТЕГРАЦИЯ 4-х ОСНОВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАМЕРЕННУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Провода ASAHI PTCA Guide предназначены для облегчения установки баллонных катетеров при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA) и чрескожной транслюминальной ангиопластике (ПТА). Провода ASAHI PTCA Guide не должны использоваться в сосудистой сети.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product	Catalog No.	Diameter	Usable length	Spring coil length	Radiopaque Length	Tip shape
ASAHI SION	AHW14R001S	0.36mm (0.014inch)	180cm	28cm	3cm	Straight
	AHW14R301S	0.36mm (0.014inch)	300cm	28cm	3cm	Straight
	AHW14R001J	0.36mm (0.014inch)	180cm	28cm	3cm	J
	AHW14R301J	0.36mm (0.014inch)	300cm	28cm	3cm	J