

РАЗДУВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

basixCOMPAK™

Аналоговое раздувающее устройство

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ РАЗДУВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗДУВАНИЯ БАЛЛОННЫХ КАТЕТЕРОВ

По всему миру используется более 10 миллионов устройств, поэтому интенсивные интервенционные лаборатории могут полагаться на basixCOMPAK™ в своих процедурах. BasixCOMPAK предлагает давление 30 атм и объем 20 мл и может быть упакован с широким спектром наборов для ангиопластики и процедурных пакетов.



30^{ATM}



20^{mL}



ANALOG



Для дополнительных конфигураций комплекта просьба посетить merit.com/compak.

Каталожный номер	Описание	Кол-во в упаковке
IN4130	basixCOMPAK и 3-ходовой краник	5
IN4230	basixCOMPAK, 3-ходовой краник, гемостатический клапан (MAP112 Access-9™), торк, игла	5
IN4330	basixCOMPAK, 3-ходовой краник, гемостатический клапан (MAP302 Honor®), торк, игла	5
IN4430	basixCOMPAK, 3-ходовой краник, гемостатический клапан (MAP403 MBA™), торк, игла	5
IN4530	basixCOMPAK, 3-ходовой краник, гемостатический клапан (MAP152 AccessPLUS™), торк, игла	5
IN4464	basixCOMPAK, 3-ходовой краник, гемостатический клапан (MAP464 MBA PLUS™), торк, игла	5
IN4465	basixCOMPAK, 3-ходовой краник, гемостатический клапан (MAP465 MBA PLUS™), торк, игла	5
IN4802	basixCOMPAK, 3-ходовой краник, гемостатический клапан (MAP802 PhD™), торк, игла	5

Показания к применению: Устройство для раздувания basixCOMPAK используется для надувания и спуска воздуха из баллона для ангиопластики или другого интервенционного устройства, а также для измерения давления внутри баллона.