

OPTIONS MATTER

Гемостатические
клапаны и аксессуары



Гемостатические клапаны и аксессуары

ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО У НАС



RhD™ Гемостатический клапан с боковым отведением

Двойной гемостатический клапан, который упрощает процедуры благодаря легкому механизму «нажми и удерживай» одной рукой, позволяя вводить интервенционное оборудование, контролируя кровотечение.

Клапан рассчитан на давление до 400 фунтов на квадратный дюйм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр: 0.096" (2.44mm)/7.3F
Длина бокового отведения: 23cm (9")



RhD™ Гемостатический клапан

Двойной гемостатический клапан, который упрощает процедуры благодаря легкому механизму «нажми и удерживай», освобождая другую руку для доставки инвазивного оборудования. Клапан рассчитан на давление до 400 фунтов на квадратный дюйм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр: 0.096" (2.44mm)/7.3F



FLO40XR™

Гемостатический клапан FLO40XR предлагает более короткий корпус и боковое отведение в качестве дополнительной функции. Клапан рассчитан на давление до 400 фунтов на квадратный дюйм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр: 0.096" (2.44mm)/7.3F
Длина бокового отведения: 15cm (6")



FLO50™

Гемостатический клапан FLO50 имеет более короткий корпус, сохраняя при этом большой внутренний диаметр отверстия, рассчитанный на 400 пс.и.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр: 0.118" (3.0mm)/9F



FLO30™

Гемостатический клапан FLO30 представляет собой адаптер с коротким корпусом, обеспечивающий при необходимости максимальную рабочую длину.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр: 0.118" (3mm)/9F



Honor®

Простой двухтактный механизм гемостатического клапана Honor позволяет одной рукой открывать и закрывать клапан при введении устройств в сосудистую сеть.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр: 0.094" (2.4mm)/7.2F



AccessPLUS™

Гемостатический клапан большого диаметра AccessPLUS имеет оптимальную уплотняющую поверхность для контроля крови.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр: 0.120" (3.1mm)/9F



DoublePlay™

Два гемостатических порта большого диаметра облегчают манипуляции и управление интервенционными устройствами во время техники «kissing».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр: 0.120" (3.1mm)/9F



Passage®

Passage представляет собой первый из стандартной линейки гемостатических клапанов Merit.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр: 0.097" (2.5mm)/7.4F



Prelude Choice™ Universal Hemostasis Valve Adapter

С двумя отдельными отверстиями клапана оператор может отслеживать и контролировать несколько устройств, сохраняя при этом надежную герметизацию, препятствующую утечкам. Совместимость со стандартными люэровскими устройствами, такими как проводниковые катетеры и проводники. отведения со стандартными люэровскими соединениями.



MBA™ - Merit's Bleedback Alternative™

Первоклассный двойной гемостатический клапан. Обычный «прочный» силиконовый гемостатический клапан гарантирует, что интервенционное устройство останется на месте. Вторичный клапан обеспечивает практически бескровную процедуру.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний диаметр: 0.118" (3mm)/9F



Информация для заказа



Merit Accessory Pak

Merit предлагает несколько комбинаций гемостатических клапанов и аксессуаров, адаптированных к вашим интервенционным потребностям.

Каталожный номер	Гемостатический клапан	Ед. в уп.
------------------	------------------------	-----------

STANDALONE HEMOSTASIS VALVES

MAP150	Access plus, large bore	25
MAP220	Double Play, large bore	25
MAP300	Honor, small bore	25
MAP350	Honor, small bore with bonded 20cm tubing and a stopcock	25
MAP400	MBA, large bore	25
MAP450	MBA, large bore with bonded 25.4cm high pressure tubing	25
MAP800	PhD, small bore	25
MAP850	PhD, small bore with bonded 23cm high pressure tubing	20
MAP900	Standalone FLO50 Valve	25

Body material: Polycarbonate

Кат. номер	Гемостатический клапан	Ед. в уп.	Аксессуары		
			Игла	Пластик. интродьюсер	Торк
HEMOSTASIS VALVE MAP KITS					
MAP101	Passage, small bore	25	X		
MAP102	Passage, small bore	25	X		X
MAP111	Access 9, large bore	25	X		
MAP112	Access 9, large bore	25	X		X
MAP113	Access 9, large bore	25		X	
MAP151	Access plus, large bore	25	X		
MAP152	Access plus, large bore	25	X		X
MAP153	Access plus, large bore	25		X	
MAP154	Access plus, large bore	25		X	X
MAP221	Double Play, large bore	25	X		
MAP222	Double Play, large bore	25	X		X
MAP301	Honor, small bore	25	X		
MAP302	Honor, small bore	25	X		X
MAP351	Honor, small bore with bonded 20cm tubing and a stopcock	25	X		
MAP352	Honor, small bore with bonded 20cm tubing and a stopcock	25	X		X
MAP353	Honor, small bore with bonded 50cm tubing and a stopcock	25	X		X
MAP403	MBA, large bore	25	X		X
MAP453	MBA, with bonded 25.4cm high pressure tubing	25	X		X
MAP801	PhD small bore	25	X		
MAP802	PhD small bore	25	X		X
MAP803	PhD small bore	25		X	
MAP804	PhD small bore	25		X	X
MAP851	PhD small bore with bonded 23cm high pressure tubing	20	X		
MAP852	PhD small bore with bonded 23cm high pressure tubing	20	X		X
MAP853	PhD small bore with bonded 23cm high pressure tubing	20		X	
MAP854	PhD small bore with bonded 23cm high pressure tubing	20		X	X
MAP952	FLO50 Valve, Metal Guide Wire Insertion Tool, & Torque Device	25	X		X

АКСЕССУАРЫ

MAP550	Metal Wire Insertion Tool	25	X		
MAP600	Plastic Wire Insertion Tool	25		X	

Body material: Polycarbonate

* For additional compatibility information, please refer to Merit Medical's Prelude Choice™ sizing compatibility examples flier.

Before using refer to Instructions for Use for indications, contraindications, warnings, precautions, and directions for use.



Understand. Innovate. Deliver.™

merit.com

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733