

БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

In.Pact Falcon

Катетер баллонный внутрисосудистый для ЧТКА IN.PACT Falcon с покрытием, содержащим паклитаксел

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Поставляется стерильным • 1 шт. в упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Уникальное покрытие баллона FreePac содержит молекулы мочевины и паклитаксела в форме особого соединения, которое обуславливает высокую растворимость и оптимальную диффузию препарата в стенку сосуда. Это обеспечивает быстрое высвобождение лекарственного препарата и пролонгированное антирестенозное действие.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Лекарственное средство - паклитаксел
- Транспортное вещество - карбонид
- Семикомплаентный баллон Falcon Bravo



РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

FLC P20 014 B12

Код продукта | Диаметр | Длина | Семикомплаентный баллон

МАТРИЦА РАЗМЕРОВ

ДИАМЕТР БАЛЛОНА (ММ)	ДЛИНА БАЛЛОНА (ММ)			
	14	20	30	40
2.00	FLCP20014B12	FLCP20020B12	FLCP20030B12	—
2.25	FLCP22014B12	FLCP22020B12	FLCP22030B12	—
2.50	FLCP25014B12	FLCP25020B12	FLCP25030B12	FLCP25040B12
2.75	FLCP27014B12	FLCP27020B12	FLCP27030B12	—
3.00	FLCP30014B12	FLCP30020B12	FLCP30030B12	FLCP30040B12
3.25	FLCP32014B12	FLCP32020B12	FLCP32030B12	—
3.50	FLCP35014B12	FLCP35020B12	FLCP35030B12	FLCP35040B12
3.75	FLCP37014B12	FLCP37020B12	FLCP37030B12	—
4.00	FLCP40014B12	FLCP40020B12	—	—

БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

In.Pact Falcon

Катетер баллонный внутрисосудистый для ЧТКА IN.PACT Falcon с покрытием, содержащим паклитаксел

ТАБЛИЦА КОМПЛЕЕНСА

ДАВЛЕНИЕ кПА (АТМ)	ДИАМЕТР БАЛЛОНА (ММ)								
	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
507 (5)	1.90	2.15	2.40	2.65	2.90	3.15	3.40	3.65	3.90
608 (6)	1.95	2.20	2.45	2.70	2.95	3.20	3.45	3.70	3.95
709 (7)	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.35
811 (8)	2.02	2.27	2.52	2.78	3.03	3.28	3.54	3.80	4.05
912 (9)	2.04	2.29	2.54	2.82	3.07	3.32	3.58	3.85	4.10
1013 (10)	2.06	2.31	2.57	2.86	3.11	3.36	3.62	3.90	4.15
1115 (11)	2.08	2.34	2.60	2.90	3.15	3.40	3.66	3.95	4.20
1216 (12)	2.11	2.37	2.63	2.94	3.19	3.45	3.70	4.00	4.25
1317 (13)	2.14	2.40	2.67	2.98	3.23	3.50	3.75	4.05	4.30
1419 (14)	2.17	2.43	2.71	3.02	3.27	3.55	3.80	4.10	4.35
1520 (15)	2.20	2.46	2.75	3.06	3.31	3.60	3.85	4.15	4.40
1621 (16)	2.23	2.50	2.80	—	—	—	—	—	—
1723 (17)	2.26	—	—	—	—	—	—	—	—

Номинальное давление | Давление разрыва¹

1. Не превышайте давление разрыва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина катетера, см	142						
Количество платиново-иридиевых рентген-контрастных маркеров 2.00 – 4.00 мм	Два						
Покрытие	Матричное FreePac						
Материал баллона	Flexitec HF						
Совместимость с проводниковым катетером	5F						
Номинальное давление, атм	7						
Давление разрыва (НДР), атм	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2.00 мм</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>2.25 - 2.50 мм</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2.75 - 4.00 мм</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	2.00 мм	17	2.25 - 2.50 мм	16	2.75 - 4.00 мм	15
2.00 мм	17						
2.25 - 2.50 мм	16						
2.75 - 4.00 мм	15						