

# КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ

## Resolute Integrity


Система стента с лекарственным покрытием Зотаролимус.  
Высокая эффективность.

### БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поставляется стерильным
- 1 шт. в упаковке
- Цвет этикетки - белый

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Коронарный стент Resolute Integrity с лекарственным покрытием, содержащим Зотаролимус, на системе доставки быстрой смены объединяет прекрасную доставляемость<sup>1</sup> стента Integrity, в основе которой лежит непрерывная синусоидная технология, и доказанную безопасность и эффективность стента Resolute.<sup>2</sup>



### СИСТЕМА СТЕНТА С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ RESOLUTE INTEGRITY

КОД ПРОДУКТА	ДИАМЕТР СТЕНТА (ММ)	ДЛИНА СТЕНТА (ММ)	КОД ПРОДУКТА	ДИАМЕТР СТЕНТА (ММ)	ДЛИНА СТЕНТА (ММ)
RSINT22508X	2.25	8	RSINT30018X	3.00	18
RSINT22512X	2.25	12	RSINT30022X	3.00	22
RSINT22514X	2.25	14	RSINT30026X	3.00	26
RSINT22518X	2.25	18	RSINT30030X	3.00	30
RSINT22522X	2.25	22	RSINT30034X	3.00	34
RSINT22526X	2.25	26	RSINT30038X	3.00	38
RSINT22530X	2.25	30	RSINT35009X	3.50	9
RSINT25008X	2.50	8	RSINT35012X	3.50	12
RSINT25012X	2.50	12	RSINT35015X	3.50	15
RSINT25014X	2.50	14	RSINT35018X	3.50	18
RSINT25018X	2.50	18	RSINT35022X	3.50	22
RSINT25022X	2.50	22	RSINT35026X	3.50	26
RSINT25026X	2.50	26	RSINT35030X	3.50	30
RSINT25030X	2.50	30	RSINT35034X	3.50	34
RSINT27508X	2.75	8	RSINT35038X	3.50	38
RSINT27512X	2.75	12	RSINT40009X	4.00	9
RSINT27514X	2.75	14	RSINT40012X	4.00	12
RSINT27518X	2.75	18	RSINT40015X	4.00	15
RSINT27522X	2.75	22	RSINT40018X	4.00	18
RSINT27526X	2.75	26	RSINT40022X	4.00	22
RSINT27530X	2.75	30	RSINT40026X	4.00	26
RSINT30009X	3.00	9	RSINT40030X	4.00	30
RSINT30012X	3.00	12	RSINT40034X	4.00	34
RSINT30015X	3.00	15	RSINT40038X	4.00	38

1. Данные сравнительного теста с Abbott, Xience Prime и Boston Scientific, Promus Element.  
2. Долгосрочные клинические результаты всех исследований, проведенных в рамках Глобальной клинической программы RESOLUTE.

Техническая информация:  
Совместим с проводниковым катетером 5Fr 1.4мм  
Кроссинг-профиль:  
2.25-2.75мм: 1.01-1.10мм  
3.00-4.00мм: 1.10-1.31мм  
3.0-4.0 мм: 1.10-1.31 мм (0.043-0.052 дюймов)

# КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ

## Resolute Integrity

Система стента с лекарственным покрытием Зотаролимус.  
Высокая эффективность.

### ТАБЛИЦА КОМПЛЕАЕНСА

ДАВЛЕНИЕ (АТМ)	ДИАМЕТР (ММ)					
	2.25	2.50	2.75	3.00	3.50	4.00
6 (608 кПа)	2.20	2.45	2.70	2.90	3.30	3.75
7 (709 кПа)	2.20	2.45	2.70	2.95	3.35	3.80
8 (811 кПа)	2.25	2.50	2.75	3.00	3.40	3.90
9 (912 кПа)	2.30	2.55	2.80	3.05	3.50	3.95
10 (1013 кПа)	2.30	2.60	2.85	3.10	3.55	4.05
11 (1115 кПа)	2.35	2.60	2.90	3.15	3.60	4.10
12 (1216 кПа)	2.40	2.65	2.95	3.20	3.65	4.15
13 (1317 кПа)	2.40	2.70	3.00	3.20	3.70	4.20
14 (1419 кПа)	2.45	2.70	3.05	3.25	3.75	4.25
15 (1520 кПа)	2.50	2.75	3.10	3.30	3.80	4.30
16 (1621 кПа)	2.55	2.80	3.15	3.35	3.85	4.35
17 (1723 кПа)	2.60	2.80	3.20	3.40	3.90	4.40
18 (1824 кПа)	2.60	2.85	3.25	3.45	3.95	4.45
19 (1925 кПа)	—	2.90	3.30	3.50	4.00	4.50
20 (2027 кПа)	—	2.95	3.40	3.55	4.05	—
МВДС	3.50	3.50	3.50	4.75	4.75	4.75

Номинальное давление	Давление разрыва <sup>1</sup>	Максимальный внутренний диаметр стента <sup>2</sup>
----------------------	-------------------------------	---

1. Не превышать расчетное давление разрыва  
2. Не расширять до размеров, превышающих значения в таблице