

ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ АННУЛОПЛАСТИКИ

## CG Future

Кольца и полукольца для аннулопластики

ОБЗОР

ОСОБЕННОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

## CG FUTURE КОЛЬЦО И ПОЛУКОЛЬЦО

Кольцо и полукольцо CG Future обеспечивают достаточную жесткость для при обеспечения ремоделирования, сохраняя при этом динамическую подвижность клапанного кольца. Уникальный дизайн спроектирован с учетом полного сердечного цикла.




## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Кольцо CG Future используется для реконструкции и/или ремоделирования патологически измененных митральных клапанов.


### ПОДВИЖНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Коррекция дилатации клапана при сохранении трехмерного движения клапана во время сердечного цикла.

В систолу кольцо реконструирует митральный клапан к физиологичному соотношению 3:4 между переднезадним и поперечным диаметрами.




В диастолу динамические характеристики кольца позволяют физиологическому движению поддерживать нормальное соотношение 4:4 между переднезадним и поперечным диаметрами.



СПЕЦИФИКАЦИИ

КОЛЬЦО ДЛЯ АННУЛОПЛАСТИКИ CG FUTURE – МИТРАЛЬНОЕ,638R

| Номер заказа | Размер кольца (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Площадь отверстия (Orifice Area) (мм <sup>2</sup> ) |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| 638RL24      | 24                 | 15.27  | 16.53  | 24.0   | 28.9   | 269.3                                               |
| 638RL26      | 26                 | 16.38  | 17.64  | 26.0   | 30.9   | 314.9                                               |
| 638RL28      | 28                 | 17.48  | 18.73  | 28.0   | 32.9   | 364.3                                               |
| 638RL30      | 30                 | 18.59  | 19.85  | 30.0   | 34.9   | 417.3                                               |
| 638RL32      | 32                 | 19.71  | 20.97  | 32.0   | 36.9   | 474.7                                               |
| 638RL34      | 34                 | 20.83  | 22.09  | 34.0   | 38.9   | 536.0                                               |
| 638RL36      | 36                 | 21.92  | 23.18  | 36.0   | 40.9   | 600.9                                               |
| 638RL38      | 38                 | 23.04  | 24.29  | 38.0   | 42.9   | 669.4                                               |



ПОЛУКОЛЬЦО ДЛЯ АННУЛОПЛАСТИКИ CG FUTURE – МИТРАЛЬНОЕ, 638В

| Номер заказа | Размер кольца (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Площадь отверстия (Orifice Area) (мм <sup>2</sup> ) |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| 638BL26      | 26                 | 16.38  | 17.64  | 26.0   | 30.9   | 332.0                                               |
| 638BL28      | 28                 | 17.48  | 18.73  | 28.0   | 32.9   | 382.8                                               |
| 638BL30      | 30                 | 18.59  | 19.85  | 30.0   | 34.9   | 437.4                                               |
| 638BL32      | 32                 | 19.71  | 20.97  | 32.0   | 36.9   | 496.3                                               |
| 638BL34      | 34                 | 20.83  | 22.09  | 34.0   | 38.9   | 559.2                                               |
| 638BL36      | 36                 | 21.92  | 23.18  | 36.0   | 40.9   | 625.1                                               |
| 638BL38      | 38                 | 23.04  | 24.29  | 38.0   | 42.9   | 695.7                                               |

