

ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ АННУЛОПЛАСТИКИ

Duran AnCore

Кольца и полукольца для аннулопластики



DURAN ANCORE КОЛЬЦО И ПОЛУКОЛЬЦО

Технология имплантации с более чем 35-летним опытом.

Duran AnCore кольцо и полукольцо предназначены для аннулопластики митрального и трехстворчатого клапана.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ


ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ГИБКОСТИ

- Улучшает послеоперационную систолическую функцию левого желудочка у пациентов с жестким кольцом даже в ранний послеоперационный период
- Позволяет менять размер и конфигурацию клапана в зависимости от изменений во время сердечного цикла
- Улучшает диастолический кровоток через митральный клапан
- Гибкие кольца для аннулопластики уменьшают нагрузку на швы при систоле, сводя к минимуму вероятность расхождения швов

СПЕЦИФИКАЦИИ

КОЛЬЦО ДЛЯ АННУЛОПЛАСТИКИ С ХОРДАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
DURAN ANCORE – МИТРАЛЬНОЕ ИЛИ ТРИКУСПИДАЛЬНОЕ, 620R

Номер заказа	Размер кольца (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)
620RG23	23	25.8	31.8	23
620RG25	25	27.8	33.8	25
620RG27	27	29.8	35.8	27
620RG29	29	31.7	37.7	29
620RG31	31	33.8	39.8	31
620RG33	33	35.8	41.8	33
620RG35	35	37.7	43.7	35



ПОЛУКОЛЬЦО ДЛЯ АННУЛОПЛАСТИКИ С ХОРДАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ DURAN ANCORE – МИТРАЛЬНОЕ ИЛИ ТРИКУСПИДАЛЬНОЕ, 620В

Номер заказа	Размер кольца (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
620BG23	23	25.8	31.8	23	59
620BG25	25	27.8	33.8	25	63
620BG27	27	29.8	35.8	27	67
620BG29	29	31.7	37.7	29	73
620BG31	31	33.8	39.8	31	77
620BG33	33	35.8	41.8	33	81
620BG35	35	37.7	43.7	35	85

